

Kit de Coleta

Infecções Respiratórias e Swab Oral

Este kit contém:



2 swabs de Rayon;



1 frasco estéril;

Vírus respiratórios

Orientações para coleta:



Realizar a coleta com os **2 swabs**: **1 swab para nasofaringe**, deve ser utilizado um único swab para essa região de coleta + **1 swab da orofaringe**.



Colocar todos em um único frasco estéril e transportar refrigerado ou preferencialmente congelado, como forma de evitar o extravasamento do material.

Passo a passo para coleta:



O paciente deve assoar o nariz antes da coleta;



Introduzir o **swab no orifício nasal direito**, conforme ilustração ao lado, até sentir uma resistência. Suavemente esfregar e girar o swab duas vezes;



Inserir o **segundo swab das amígdalas** esfregando-o em ambas sem tocar a língua ou os dentes;



Imediatamente após a coleta, introduza o swab no mesmo frasco contendo **2 mL de solução salina**. Em seguida, feche o frasco e identifique-o adequadamente;



Enviar ao DB Molecular a amostra conforme orientação do Guia de Exames na mesma embalagem roxa que acompanha o Kit de Coleta. Não utilizar invólucros extras, pois estes dificultam o manejo da amostra e podem aumentar o risco de acidentes.

Swab Oral

Orientações para coleta:



Realizar a coleta utilizando **dois swabs de rayon**. Com o primeiro swab, **realizar 15 movimentos circulares** vigorosos na parte interna da bochecha direita. Repetir o procedimento com o **segundo swab** na parte interna da **bochecha esquerda**;



Não tocar a ponta do swab em nenhuma superfície;



Quebrar a haste de cada swab na **marca de quebra**, apoiando-a na borda do tubo;



Manter os **dois swabs de rayon em um único tubo seco estéril e fechá-lo adequadamente**. Descartar a parte superior das hastes. Identificar a amostra;



Transportar **refrigerada**;



Enviar ao DB Molecular a amostra conforme orientação do Guia de Exames na mesma embalagem roxa que acompanha o Kit de Coleta. Não utilizar invólucros extras, pois estes dificultam o manejo da amostra e podem aumentar o risco de acidentes.

Recomenda-se evitar a escovação de dentes antes de uma hora da realização da coleta.

Saiba mais

 dbmolecular.com.br

 assessoria.molecular@dbdiagnosticos.com.br

 0800 643 0376

GRUPO DB